

Ficha técnica
(1/3)

Gràcia taburete


By JM Massana - JM Tremoleda



Mobles114

Ficha técnica

(2/3)



*Unidad métrica: cm

PRODUCTO

	Unidades	Peso
Taburete de 65	1	6,5 kg
Taburete de 75	1	7 kg

EMBALAJE

	Unidades	Peso	Dimensiones	Volumen
Taburete de 65	1	9 kg	52X51X97 cm	0,25 m ³
Taburete de 75	1	9,5 kg	54X53X107 cm	0,31 m ³

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable.

MATERIALES Y COLORES

Estructura (madera)



Roble

Nogal

Cojín (poliuretano)



RAL 9002

RAL 7022

RAL 6003

RAL 2001

Reposapiés (acero)



RAL 7022

Ficha técnica

(3/3)

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Ignifugidad: UNE EN 1021-1 y UNE EN 1021-2

Resistencia uso público : UNE-EN 16139:2013 (en proceso)

Madera: Forest Stewardship Council (FSC)

MATERIALES Y ACABADOS

Estructura

Estructura formada a partir de 2 elementos de madera curvada de 22 mm de espesor y 45 mm de ancho. El interior de la estructura está compuesto por 16 láminas de haya de 1,2 mm de espesor. Las láminas exteriores son de roble o nogal de 0,6 mm. Las 2 estructuras están encadenadas entre sí para poder posicionarse correctamente. Un disco de madera maciza de haya de diámetro 220 mm y 24 mm de espesor, chapado en roble o nogal, está mecanizado para situar y fijar las patas. En este mismo disco se une la carcasa. Los 4 puntos de apoyo al suelo están protegidos con unos topes de plástico o fieltro.

El reposapiés está fabricado con una pletina de acero de 35 mm de ancho y 4 mm de espesor. Esta se fija a la estructura con 4 tornillos DIN7380 M6X12.

Asiento

Carcasa fabricada con madera curvada formada por 9 láminas de haya, de 1,2 mm de espesor en el interior, y 2 láminas de roble o nogal de 0,6 mm en el exterior. Todas ellas están contrapuestas y adheridas entre ellas sumando un total de 12 mm de espesor. Todo el conjunto del taburete está acabado con barniz de base acuosa.

ACCESORIOS

Cojín

Opcionalmente puede llevar un cojín realizado en inyección de espuma de poliuretano (PUR). Para que quede correctamente posicionado, esta pieza se fija a la silla con cola de cianocrilato.

El cojín esta disponible en distintos colores: gris antracita RAL 7022, verde RAL 6003, blanco RAL 9002 o naranja RAL 2001.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua i jabón suave. Aclarar y secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.